

注入治療に 画期的な注入専用針

マイクロカニューレ



特徴

①

内出血を軽減！

針先が丸くなっているため血管を傷つけることがないので内出血が圧倒的に少ないのです。

特徴

②

痛くない！

針先が尖っていないだけでなく、通常の針よりも柔らかい材質のため、痛みも最小限で済みます。

特徴

③

針穴が少い！


1つの穴から挿入するので何度も針を刺す必要がなく、最小限の針穴で施術が可能です。したがって、傷跡もほとんど目立ちません。

■通常の針との違い



最大の特徴は先端部分が丸くなっていることです。


■注入の効果が高い



皮膚の内側から表面に向かって注入が可能のため、注入向きのコントロールによって非常に効果的にご使用頂けます。

■針穴が少ない


1箇所から広範囲に挿入することが可能です。



美容外科様などでは唇や目の下など繊細な部分にご使用頂いている実績がございます。

■内出血、痛みが少ない

内出血や痛みのリスクが少なく出来ます。



通常の針
尖った先端によって神経や血管を傷つけてしまうことがあります。

マイクロカニューレ
先端が丸く芯が柔らかいので組織を傷つけず、痛みや出血もありません。